



## Schnelle Hilfe in nur wenigen Schritten



Pflaster gerade nach unten aus dem Spender ziehen.



Pflaster auf der Haut anbringen. Restliches Siegpapier abziehen.




Pflaster anlegen und feststreichen.

Entdecken Sie jetzt den EasyAid Pflasterspender!

[easyaid.gramm-medical.de](http://easyaid.gramm-medical.de)

## Pflaster Refills

für den EasyAid Pflasterspender



**30x DETECT AQUATIC Pflasterstrips, 19 x 72 mm**

Detektierbar, wasserabweisend & hypoallergen

Artikelnr. 120.823.19720 | VE: 8 Stk.



**30x DETECT ELASTIC Pflasterstrips, 19 x 72 mm**

Detektierbar, elastisch & hypoallergen

Artikelnr. 120.824.19720 | VE: 8 Stk.



**24x DETECT AQUATIC Fingerverbände, 19 x 72 mm**

Detektierbar, elastisch & hypoallergen

Artikelnr. 120.824.12020 | VE: 8 Stk.



**30x AQUATIC Pflasterstrips, 19 x 72 mm**

Wasserabweisend, hypoallergen & atmungsaktiv

Artikelnr. 120.821.19720 | VE: 8 Stk.



**30x ELASTIC Pflasterstrips, 19 x 72 mm**

Elastisch, hypoallergen & luftdurchlässig

Artikelnr. 120.820.19720 | VE: 8 Stk.



**24x ELASTIC Fingerverbände, 120 x 20 mm**

Elastisch, hypoallergen & luftdurchlässig

Artikelnr. 120.820.12020 | VE: 8 Stk.



**30x KIDS Pflasterstrips, 19 x 72 mm**

Wasserabweisend, hypoallergen & atmungsaktiv

Artikelnr. 120.826.19720 | VE: 8 Stk.



ACTIOMEDIC

ACTIOMEDIC

EasyAid

EasyAid

Der innovative Pflasterspender

von ACTIOMEDIC®

# EasyAid. Easy life.

Durchdachtes Design trifft auf unkomplizierte Handhabung und effiziente Funktionalität.

Der **EasyAid Pflasterspender** zeichnet sich vor allem durch Leichtgängigkeit und seine smarte Konstruktion aus. Im Gegensatz zu anderen Pflasterspendern besitzt der EasyAid ein komplett verschließbares Gehäuse. So ist sein Innenleben und der Inhalt vor Staub, Schmutz und Spritzwasser geschützt - auch in herausfordernden Umgebungen.



Nach dem Öffnen der transparenten Schutzklappe, können die Pflaster gerade nach unten hin herausgezogen werden. Durch diese Konstruktion sowie durch die Tatsache, dass das Siegpapier erst direkt bei der Entnahme entfernt wird, bleiben die restlichen Pflaster vor schmutzigen Händen und heruntertropfendem Blut jederzeit gut geschützt.

Dank seiner Signalfarbe leicht auffindbar, stellt der Pflasterspender eine zentrale und gut sichtbare Anlauf-

stelle im Notfall dar. Des Weiteren profitiert der EasyAid Pflasterspender von einer unkomplizierten und schnellen Montage - in vielen Fällen können sogar die Bohrlöcher eines alten Pflasterspenders (trifft auf die meisten gängigen Modelle zu) wiederverwendet werden. Alternativ können auch Klebestreifen verwendet werden, um den Pflasterspender zu montieren. Mit Slots für bis zu drei Pflaster Refills bietet der EasyAid ausreichend Platz für verschiedene Pflastersorten und kann so ganz individuell seinem Einsatzgebiet angepasst werden. Durch eine optional aktivierbare Diebstahlsicherung eignet sich der EasyAid auch als Pflasterspender für Großbetriebe und öffentliche Einrichtungen.

Ein weiteres Highlight: das integrierte Kanban-System. Durch eine im Pflaster Refill implementierte Erinnerung werden Sie immer rechtzeitig darauf hingewiesen neue Refills nachzubestellen.

**Nie wieder ohne Pflaster - nie wieder ohne EasyAid!**



## EasyAid

Der innovative Pflasterspender von ACTIOMEDIC®



**EasyAid Pflasterspender, Detect I**  
60x **DETECT AQUATIC** Pflasterstrips 19 x 72 mm  
30x **DETECT ELASTIC** Pflasterstrips 19 x 72 mm  
Artikelnr. 120.800.20000 | VE: 1 Stk.

**EasyAid Pflasterspender, Detect II**  
30x **DETECT AQUATIC** Pflasterstrips 19 x 72 mm  
30x **DETECT ELASTIC** Pflasterstrips 19 x 72 mm  
24x **DETECT ELASTIC** Pflasterstrips 120 x 20 mm  
Artikelnr. 120.800.22000 | VE: 1 Stk.

**EasyAid Pflasterspender, Standard I**  
60x **AQUATIC** Pflasterstrips 19 x 72 mm  
30x **ELASTIC** Pflasterstrips 19 x 72 mm  
Artikelnr. 120.800.10000 | VE: 1 Stk.

**EasyAid Pflasterspender, Standard II**  
30x **ELASTIC** Pflasterstrips 19 x 72 mm  
30x **AQUATIC** Pflasterstrips 19 x 72 mm  
15x **ELASTIC** Fingerkuppenpflaster 43 x 68 mm  
Artikelnr. 120.800.12000 | VE: 1 Stk.

**EasyAid Pflasterspender, Standard III**  
30x **ELASTIC** Pflasterstrips 19 x 72 mm  
24x **ELASTIC** Pflasterstrips 120 x 20 mm  
15x **ELASTIC** Fingerkuppenpflaster 43 x 68 mm  
Artikelnr. 120.800.14000 | VE: 1 Stk.

**EasyAid Pflasterspender, KIDS I**  
90x **KIDS** Pflasterstrips 19 x 72 mm  
Artikelnr. 120.800.30000 | VE: 1 Stk.

### Saubere Entnahme

- ✓ Entnahme der Pflaster nach unten heraus
- ✓ keine Verunreinigung der restlichen Pflaster oder des Spenders durch Schmutz oder Blutropfen



### Der EasyAid Reminder

- ✓ implementiertes, smartes Kanban-System
- ✓ rechtzeitige Erinnerung daran neue Pflaster Refills nachzubestellen



### 3-facher Schutz

- ✓ bietet Platz für bis zu drei unterschiedliche Pflasterarten



### Diebstahlsicherung

- ✓ optional aktivierbare Diebstahlsicherung
- ✓ Öffnen des Gehäuses nur mit dem passenden Schlüssel möglich



### Gut geschützt

- ✓ Entfernung des Siegpapiers erst bei Entnahme
- ✓ komplett geschlossenes Gehäuse
- ✓ Schutz vor Staub, Schmutz und Spritzwasser



### Leicht auffindbar

- ✓ Signalfarbe Orange
- ✓ sehr gute Erkennbarkeit
- ✓ hohe Sichtbarkeit auch in anspruchsvollen Umgebungen

