## **ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ** FÜR IHREN DEFIBRILLATOR



Sichere Defibrillator-Aufbewahrung mit optional zahlreichen technischen Funktionen.



AED Schutzschränke von AIVIA

medical

Ein Produkt von:



Die sichere Aufbewahrung Ihres Defibrillators ist das A und O.

Die AlVIA Serie stellt eine große Bandbreite an AED Schutzschränken zur Verfügung, die an die spezifischen Geräteanforderungen und Umweltbedingungen optimal angepasst sind. Der AlVIA IN AED Schutzschrank und der AlVIA IN AED Schutzschrank mit Sirene wurden für den Innenbereich entwickelt. Mit dem AlVIA 200 AED Schutzschrank mit Sirene und Heizung sind Sie auch bestens im Outdoor Bereich ausgestattet.

Automatische Externe Defibrillatoren (AED) haben inzwischen Einzug in unseren Alltag gefunden und sind einem breiten Publikum zugänglich. Die im öffentlichen Bereich bereitgestellten Public Access Defibrillatoren (PAD) haben den Zweck, die Überlebensrate bei Herzstillstand durch schnelles, effektives Eingreifen zu verbessern.

Die AlVIA Schutzschränke sind optimal an ihre Umgebung angepasst und umfassen ein großes Spektrum an technischen Funktionen, die ein schnelles und sicheres Reagieren in Notfallsituationen gewährleisten.

#### Mögliche Features der AlVIA-Produkte:

- Defibrillator zugänglich durch freie Öffnung, durch Eingabe eines Codes oder durch eine RFID-Chipkarte
- Notarztruf über den Schutzschrank (RTC analoge Telefonie, GSM - Mobiltelefone, GPRS oder VoIP)
- Fernüberwachung des AED-Schrankes per Internet (Ethernet, GRPS)
- Personenfoto bei Öffnung/Herausnahme des AED
- Möglichkeit zur Geolokalisation (Landkartenlokalisation)



### AIVIA IN AED Schutzschrank mit Sirene

- Produkteigenschaften siehe AIVIA IN AED Schutzschrank
  - + Sirene (95 dB) zur Diebstahlsicherung
- Größe: 200 x 415 x 340 mm
- Gewicht: 2000 g

Art. Nr.: 700.002.10001

#### Auch für den Outdoor Einsatz geeignet: AIVIA 200 AED Schutzschrank mit Sirene und Heizung

- Produkteigenschaften siehe AlVIA IN AED Schutzschrank + Sirene (105 dB) zur Diebstahlsicherung und Heizung
- Größe: 240 x 450 x 400 mm
- Gewicht: 4200 g

Notwendig: Trafo 220 V / 24 V Art. Nr.: 700.002.10003

Art. Nr.: 700.002.10002

# Der **AIVIA IN** AED Schutzschrank für Innen, um zu schützen was wichtig ist.





#### AIVIA IN AED Schutzschrank

- Schutzschrank für Automatische Externe Defibrillatoren (AED)
- sichere und einfache Anwendung
- Korpus aus bruchsicherem ABS-Kunststoff
- Abdeckung: transparentes Polykarbonat (UV-geschützt)
- freie Öffnung, von Siegeln geschützt
- Größe: 200 x 415 x 340 mm
- Gewicht: 2000 g

Art. Nr.: 700.002.10000

GRAMM medical healthcare GmbH Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Germany

Tel +49(0)7151 27 20 18 - 0 Fax +49(0)7151 27 20 18 - 29 info@actiomedic.de www.gramm-medical.de/actiomedic

© GRAMM medical healthcare GmbH

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. 07/23

Ihr Fachhandelspartner: